



INDICAÇÃO DE USO

Indicado para condução de anestesia epidural. Possui os componentes básicos necessários para a realização deste procedimentos.

ITENS

- 1 Seringa Hipodérmica 5 ml Luer Lock;
- 1 Seringa Hipodérmica 20 ml Luer Lock;
- 1 Seringa Epidural 10 ml LOR;
- 1 Agulha Hipodérmica 26G 1/2" 0,45X13;
- 1 Agulha Hipodérmica 21G 1 1/2" 0,80X30;
- 1 Agulha Romba para Aspiração ;
- 5 Compressa de Gaze;
- 3 Esponjas para Antissepsia;
- 1 Campo Cirúrgico;
- 1 Campo Cirúrgico Fenestrado com Adesivo;
- 1 Bandeja destacável para auxiliar na antissepsia.

CONFIRA OS NOSSOS PRODUTOS
ACESSE O QR CODE:



CÓDIGO: AK 3001

REGISTRO ANVISA MS: 82441209006

VALIDADE: 2 ANOS